

CP Dry Wipes Dispenser System

Profesjonalny system do codziennej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o praktyczny i wydajny system do mycia i dezynfekcji w postaci chusteczek nasączanych
- o efektywny kosztowo
- o możliwość używania na sucho i mokro
- o wykonane z wysokojakościowej włókniny
- o posiada etykietę bezpieczeństwa
- o posiada rejestrację jako wyrób medyczny kl. I

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Nałóż rękawice i zdejmij pokrywę. 2. W rękawicach rozpakuj rolkę chusteczek i wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki. 3. Umieść rolkę z chusteczkami w dozowniku. Napełnij dozownik wybranym roztworem środka do dezynfekcji powierzchni o pożądanym stężeniu (zgodnie z zaleceniami producenta) lub napełnij środkiem gotowym do użycia. 4. Pierwszą chusteczkę przełóż przez otwór w pokrywie i zamknij dozownik. 5. Dozownik pozostaw na 30 – 60 minut, aby chusteczki zostały prawidłowo nasączone. 6. Nasączone chusteczki mogą być używane przez okres 28 dni. 7. Wypełnij etykietę bezpieczeństwa..

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

W celu uzyskania skutecznej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych chusteczki należy nasączać profesjonalnymi środkami do mycia i dezynfekcji powierzchni. CP Dry Wipes Dispenser System jest kompatybilny z produktami do dezynfekcji powierzchni Chemi Pharm AS.

CERTYFIKATY I TESTY:

Wyrób Medyczny kl. I

KONFEKcjonowanie:

Opakowanie	Rozmiar	Karton
100 szt	30x32	12
150 szt	17x35	16

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowłany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA