



# Sani-Cloth® 70

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA  
CE 2797

**ALKOHOŁOWE CHUSTECZKI  
DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI NIEINWAZYJNYCH  
WYROBÓW MEDYCZNYCH**

- ✓ Na bazie alkoholu, nie wymagają aktywacji
- ✓ Wykonane z niepylącej włókniny
- ✓ Skuteczne przeciwko COVID-19 i grypie w 15 sekund
- ✓ Nie pozostawiają smug na powierzchni

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA  
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Chusteczki Sani-Cloth® 70 to gotowe do użycia chusteczki na bazie alkoholu przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

## SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy	2 min

## STANDARDY BADAŃ

EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348

## OPAKOWANIA

Produkt	REF	Ilość w op.	Rozmiar poj. chusteczki	Opak. zbiorcze	EAN
tuba 125	XP00142/ E701000	125 szt.	185x133mm	12	5017044111550
tuba 200	XP00159C06/ E701020	200 szt.	200x200mm	12	5017044111567

## PRODUCENT

**PDI (EMEA) Ltd**  
Pywell Road, Willowbrook Est. Industrial Estate,  
Corby - Northants, NN17 5XJ, UK  
+44 (0) 8081 697 945, [www.wearepdi-intl.com](http://www.wearepdi-intl.com)

## EC REP

**Nex Medical Antiseptics Srl**  
Via Arluno, 37/39, 20003 Casorezzo MI, Włochy

## SKŁAD

Alkohol izopropylowy 70%

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Należy przetrzeć powierzchnię ruchem w kształcie litery S, rozpoczynając od obszaru czystego w kierunku zanieczyszczonego.
4. Tej samej powierzchni nie należy przecierać dwa razy tą samą chusteczką
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu

## KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA CE 2797

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.

**Zadzwoń: 22 811 03 22**  
lub napisz: [biuro@medilab.warszawa.pl](mailto:biuro@medilab.warszawa.pl)



**Medilab Sp. z o.o. Siedziba**  
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa  
☎ +48 22 811 03 22  
✉ [biuro@medilab.warszawa.pl](mailto:biuro@medilab.warszawa.pl)  
[medilab.warszawa.pl](http://medilab.warszawa.pl)

**Medilab Sp. z o.o. Magazyn**  
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków  
☎ +48 12 264 94 46  
✉ [logistyka@medilab.warszawa.pl](mailto:logistyka@medilab.warszawa.pl)  
[medilab.warszawa.pl](http://medilab.warszawa.pl)