

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NEUTRART® BEZIGŁOWY PORT NEUTRALNY Z POTRÓJNYM PRZEDŁUŻACZEM

OPIS


NeutrArt® to jednorazowy zestaw przedłużający przeznaczony do stosowania z urządzeniami dostępu naczyniowego do podawania płynów podczas terapii dożylnej.

Produkt wyposażony jest w bezigłowe zawory ze zintegrowaną silikonową membraną, która chroni pacjenta i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą podczas terapii dożylnej, minimalizując użycie igły.

CECHY

- Silikonowy port z barierą mikrobiologiczną, z płaską membraną, zapewniający lepszą dezynfekcję i czas suszenia.
- Przezroczysta obudowa zapewniająca lepszy wgląd w ścieżkę płynu
- Kompatybilny z roztworami TPN (lipidami), lekami krwiopochodnymi i cytostatycznymi
- Umożliwia wielokrotny dostęp.
- Zgodny z normą ISO 80369-7.
- Odpowiedni do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
- Okres przydatności: 5 lat
- Zgodny z MDD 93/42/EEC. Certyfikat WE nr: 1984-MDD-18-524
- Dostępny luzem i pakowany, sterylny.
- Wersje przeznaczone do leków światłoczułych (-PH) są w kolorze bursztynowym
- Nie zawiera lateksu, PCV i DEHP

DIAGRAM



Element	Materiał
Korpus zaworu	Kopoliester
Membrana (septum)	Silikon
Dreny	Poliuretan
Łącznik żeński Luer	MBS (metakrylan butadien styren)
Łącznik męski Luer Lock	Poliwęglan

DANE PRODUKTU

Charakterystyka	Specyfikacja	
Kod produktu	A3010N, A3010N-PH	A3010NWOR, A3010NWOR-PH
Nazwa produktu	Zawór bezigłowy o potrójnym świetle, neutralny	
Objętość wypełnienia (ml)	0,57	0,89
Natężenie przepływu (ml/min przy ciśnieniu wody 1 m)	70	60
Długość (cm)	10	20

ETYKIETY I PAKOWANIE:

Każda produkt jest oznakowany na blistrze i opakowaniu.

Każdy opakowanie jest oznaczone etykietą zawierającą następujące informacje:

- Ilość
- Opis produktu
- Data produktu
- Numer partii

TDS.122_Rev05_07.06.2023

Asset® Medikal Tasarım San. Tic. A.Ş. is an ISO 13485 registered company, Certificate No.: M 8072.

FlowArt is a registered trademark of Asset Medikal.

Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions.

©2023. All rights reserved.

Asset® Medical International, Inc.

5965 Village Way E105-300
San Diego, CA 92130, USA

info@assetmedical.com
www.assetmedical.com

Asset® Medikal Tasarım San. Tic. A.Ş.

İkitelli OSB Mahallesi, 17. Cadde, No:17
Başakşehir, İstanbul - Türkiye

Phone : +90 212 494 27 27
Fax : +90 212 494 34 37

asset
NeutrArt® FlowArt® SwabArt® SetArt®