



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 130/03/2025

Chrzanów, 20.03.2025 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców do postępowania przetargowego pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 10/2025.

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z **Pakietu 21 poz. 2 i 3** i czy dopuści:

Suche włókninowe nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający kłaczków, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m², chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie 100szt. chusteczek w przeliczeniu 216 000 szt. Oraz kompatybilny z nimi Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 75 stopni, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust.

lub

Suche włókninowe nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający kłaczków, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m², chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie 300szt. chusteczek w przeliczeniu 216 000 szt. Oraz kompatybilny z nimi Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 75 stopni, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE ILE SZTUK CHUSTECZEK CHCE ZAMAWIAJĄCY. PROSIMY TEŻ WSKAZAĆ CZY ZAMAWIAJĄCY CHCE 360000szt. CHUSTECZEK (3000op. x 120szt. w op.) czy 216000szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji. Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga 360 000 szt. chusteczek, tj. 3000 opakowań. W załączeniu zał. 2 do SWZ- pakiety po zmianie odp. 2.

2. **Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 6:**

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 6 poz 1 i 2

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, aby chusteczki były przeznaczone do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu, Zamawiający będzie wymagał zgodnie z obowiązującym prawem UE i polskim aby posiadały one status produktu biobójczego i wyrobu medycznego. Potwierdzeniem tego faktu jest KOMUNIKATEM PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony i dostępny na stronie internetowej:

"Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać – oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia – stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro."

Opis zastosowania preparatu w sposób oczywisty wskazuje, iż będzie on używany zarówno do wyrobów medycznych jak i innych powierzchni, które nie są wyrobami medycznymi, czy w związku z powyższym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki preparat musi posiadać dualną rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Pakiet 7

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, aby preparat był przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego, powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, inkubatorów i stali nierdzewnej, Zamawiający będzie wymagał zgodnie z obowiązującym prawem UE i polskim aby posiadały one status produktu biobójczego i wyrobu medycznego. Potwierdzeniem tego faktu jest KOMUNIKATEM PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony i dostępny na stronie internetowej:

"Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać – oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia –

stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro."



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Opis zastosowania preparatu w sposób oczywisty wskazuje, iż będzie on używany zarówno do wyrobów medycznych jak i innych powierzchni, które nie są wyrobami medycznymi, czy w związku z powyższym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki preparat musi posiadać dualną rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowania 1L z przeliczeniem ilości. Posiadającego dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Pakiet 14

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje preparatu, który posiada badania zgodnie z przeznaczeniem wykonane w warunkach praktycznych zgodnie z normą EN 17387 i EN 16777 na szczepach referencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Pakiet 15

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający NaDCC, aldehydów, związków utleniających, glukoprotaminy, biguanidyny, kwasu cytrynowego oraz pochodnych fenolowych. Aktywny w stosunku do: B,F, V (HBV,HCV,HIV, Rota), Tbc w czasie do 15 min. Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmującego spektrum B,F,V, to 240 000 litrów. Opakowania o pojemności 1litr. Każde zaoferowane opakowanie ma posiadać wbudowany, trwale zintegrowany z opakowaniem jednostkowym dozownik przelewowy. Wyrób medyczny klasa II A.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet 21 poz 1

Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amonowych i amin. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, spektrum działania B , F, Tbc, V(HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, rota, wirus grypy) w stężeniu 0,5 % do 15 minut. Opakowanie 1 litr. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 21 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny Suche bezwłókninowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający klaczków, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 17x36 cm i gramaturze ok. 50g/m2. Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pytanie – do Formularza „Pakiety” – Pakiet 5

Prosimy o podanie modelu posiadanej przez Zamawiającego myjni w celu dobrania odpowiedniego środka.

Odpowiedź: Zamawiający posiada myjnię Deko-190.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

11. Czy Zamawiający w **pakiecie 1 w pozycji 1** dopuści Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Czy Zamawiający w **pakiecie 3 w pozycji 6** dopuści Preparat przeznaczony do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach. Polecany na wszystkie powierzchnie. Skład: Alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO) 10-<25%; 2-aminoetanol 1-<2,5%; N,N-dimethyl dec-9-enamide 1 - <2.5 %. Gęstość: 990 - 1010 kg/m³; pH 10 - 12. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Czy Zamawiający w **pakiecie 6 w pozycji 1** dopuści Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M.terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt gramatura 23 g/m² Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. Czy Zamawiający w **pakiecie 6 w pozycji 2** dopuści Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Czy Zamawiający w **pakiecie 7 w pozycji 1** dopuści Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Czy Zamawiający w **pakiecie 9 w pozycji 1** dopuści Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt gramatura 23 g/m2 Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Czy Zamawiający w **pakiecie 11 w pozycji 1** dopuści Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

(M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm.
Opakowanie: puszka 100 szt gramatura 23 g/m2
Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz medyczny.

Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Czy Zamawiający w **pakiecie 14 w pozycji 1** dopuści Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający w **pakiecie 15 w pozycji 1** dopuści Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Op. 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w odniesieniu do pożądanego spektrum, czasu i litrów r/r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający w **pakiecie 16 w pozycji 1** dopuści Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu.
Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h.
Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

21. Czy Zamawiający w **pakiecie 17 w pozycji 1 i 2** dopuści Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5l i 1l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Czy Zamawiający w **ppakiecie 21 w pozycji 1** dopuści Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l. Produkt o zapachu tea tonic.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Czy Zamawiający w **pakiecie 21 w pozycji 2** dopuści Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Pytanie do pakietu 23

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w postępowaniu przetargowym, produktów równoważnych w stężeniach 0,05% i 0,2% przebadanych zgodnie z obowiązującą pełną normą PN-



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

EN 17272 (badania wykonane w akredytowanym przez PCA laboratorium # AB 103), produktów opartych o ultraczysty kwas podchloryny, zarejestrowanych do jednorazowej aplikacji z czasem kontaktu 60 lub 90 min (spory) ? Środek jest kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami. Produkty nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Produkty zostały przebadane na zgodność materiałową pod względem bezpieczeństwa dla sprzętu i elektroniki (w tym mikrokomputer Raspberry Pi Zero bez obudowy), w 80 cyklach powtarzanych ekspozycji w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej. Niezmiernie istotnym elementem z punktu widzenia dyscypliny finansowej, koszty oszacowane na podstawie cen rynkowych z aktualnych postępowań przetargowych, poprzez wybranie technologii BMAsept, wygenerują oszczędność, przy zachowaniu tożsamej kubatury pomieszczeń planowanych do dezynfekcji. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o pisemne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający posiada określony aparat.

25. Pytanie do pakietu 23

Ponieważ opis asortymentu w pakiecie 23 wskazuje na konkretny produkt NOCOLYSE Oneshot 12%, który jako jedyny posiada potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia – ponieważ ten sam producent OXI' PHARM wytwarza płyn i urządzenie, czy zamawiający dokona korekty opisu na zgodny z aktualną instrukcją użycia obowiązującą dla NOCOLYSE oneshot w kontekście dawki. Dawka skuteczna w opisanym spektrum działania to 3ml i 120 min czasu kontaktu, po czym procedurę należy od razu powtórzyć emitując 5ml/1m3 z czasem ekspozycji 120 min. Dawka maksymalna i skuteczna wynosi zatem 8ml a czas kontaktu 2x 120 min plus wietrzenie pomieszczenia, razem około 5 godzin na procedurę?

Jednocześnie kierujemy uwagę zamawiającego na konieczność obowiązkowego stosowania się do instrukcji użycia wynikającej z dopuszczenia do obrotu. Oświadczenia dystrybutora i producenta o innych możliwościach zastosowania produktu, nie jest warunkiem wystarczającym dla użytkownika, pozostawiając odpowiedzialność prawną po stronie szpitala za niewłaściwy sposób użycia produktu. URLP wypowiedział się jednoznacznie na temat konieczności przestrzegania zapisów z aktualnych pozwoleń do obrotu dla produktów biobójczych – bez dowolności sugerowanej przez producentów czy też dystrybutorów technologii (dokument do wglądu). Dodatkowo, umowa świadomie zawarta z odstępstwem od aktualnego sposobu użycia produktu – obciążona jest wadą prawną.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie technologii równoważnej w myśl PZP, która została przedstawiona w pytaniu nr 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający posiada określony aparat.

26. Pakiet 1 poz. 2

W związku z tym, że producent opisanego preparatu konfekcjonuje paski testowe w opakowaniu 25 szt., prosimy o dopuszczenie innej wielkości opakowania, z dostarczeniem 100 szt. pasków na 1 opakowanie preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek konfekcjonowanych w opakowaniu a' 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

28. Pakiet 6 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek konfekcjonowanych w opakowaniu a' 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

29. Pakiet 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek nasączonych preparatem bezalkoholowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholu, przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Zawierające nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, V, Tbc. Nie zawierający kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 20 x 25 cm, opakowanie sztywne typu tuba, wiaderko po 200 szt w przeliczeniu 36 000 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, zawierających w składzie H₂O₂ (0,84%) oraz czwartorzędowe związki amoniowe, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, Tbc, S (Cl. Difficile, B. subtilis) - do 15 min, V (HBV, HCV, HIV) - 1 min. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31. Pakiet 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu skutecznego wobec wirusów (Adeno, Noro, Polio) w czasie 1 min.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Płynny środek do manualnego mycia narzędzi i endoskopów giętkich na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych i 3 enzymach, o neutralnym pH i wysokiej kompatybilności materiałowej, skutecznie usuwający zabrudzenia organiczne tj.: zaschnięta krew czy śluz, z możliwością stosowania w myjni ultradźwiękowej. Bardzo wydajny o niskim stężeniu użytkowym w zależności od stopnia zabrudzenia: 0,4-2% (4 ml/l – 20 ml/l) maks. 40 st. C co najmniej 5 min.; Zalecenie do kąpieli ultradźwiękowej 0,4% (4 ml/l) maks. 40 st. C co najmniej 5 min., zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33. Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sztywnych endoskopów oraz sond TEE na bazie aldehydu glutarowego, o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, vaccinia, polio, adeno, papowa) w czasie do 30 minut w stężeniu nie przekraczającym 2%, spory do 2 godzin. Aktywność roztworu roboczego do 28 dni. Nie wymagający stosowania aktywatora, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Preparat chlorowy w tabletkach o masie ok. 3,3 g przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i drobnego sprzętu. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu i tenzydów myjących. O spektrum działania B, F, V /Polio, Adeno /,Tbc, C. difficile wg normy EN 13704 w czasie działania do 15 min w stężeniu 2000 ppm (powierzchnie niezanieczyszczone); B, F, V /Polio, Adeno /,Tbc w czasie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

działania do 15 min w stężeniu 6000 ppm (powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi).

Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

35. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Płynny środek do maszynowej dezynfekcji narzędzi szczególnie polecany do giętkich i sztywnych endoskopów i wrażliwych termicznie materiałów w temp. 50-60°C. na bazie aldehydu glutarowego oraz alkoholu etylowego. Przyjazny w użyciu ze względu na niską zawartość aldehydu (nie więcej niż 10% w 100g). Nie zawierający w swoim składzie gliksalu i kwasów organicznych. Posiadający właściwości chroniące materiał. Spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Papowa) w czasie 5 min w stężeniu 1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Chusteczki o gęstości 18 g/m i wymiarach 14 x 20 cm pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1400 op. a 100 szt., spełniające pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

37. Pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Chusteczki o wymiarach 17,5x36 cm, których 1 rolka w opakowaniu typu wiaderko zawiera 120 sztuk chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2000 op. a 120 szt. spełniające pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

38. Pakiet 7:

Czy Zamawiający dopuści produkt o charakterystyce:

Bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Niezawierający aldehydów, alkoholu, fenoli o pH koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowany również za pomocą piany. Butelka z wbudowanym spryskiwaczem 750 ml, wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

39. Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści produkt:

Bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Wkłady chust o wym. 32 cm x 30 cm. Wiaderko (dozownik do chust) posiada pokrywę wyposażoną w system pozwalający na wyciąganie pojedynczej chusteczki, chusteczki 100% wykonane z PES (rodzaj poliestru), pakowana po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 360 op. a 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

40. Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów oraz głowic USG) gotowe do użycia, oparte na nadtlenku wodoru, kwasie nadoctowym oraz kwasie glikolowym, o wymiarach 20 x 20 cm, nie pozostawiające toksycznych ani szkodliwych dla środowiska pozostałości na czyszczonych powierzchniach, posiadające pełne spektrum biobójcze (również w warunkach brudnych) obejmujące: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae), V (polio-, adeno-, norowirus), C. difficile (R027 – zgodnie z EN17126) – w czasie do 5 minut, S (B. subtilis, B. cereus - zgodnie z EN17126) w czasie do 15 minut, przebadane zgodnie z normą EN 16615. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIb. Konfekcjonowane po 108 sztuk w opakowaniu typu flowpack z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 371 op. a 108 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40. Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., o pH ok.5,5 - 6,5. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

41. Pakiet 17.poz 1

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Dezynfekcyjny koncentrat czyszczący do regeneracji narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie kompleksu multienzymatycznego składającego się z 4 enzymów i wyselekcjonowanych środków powierzchniowo czynnych, bez aldehydów i amin, spektrum działania B, F (c. albicans), V (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie do 15 min. przy steż. 0,5%, lub w steżeniu 3% w czasie 5 min. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej. Opakowania a 5 L wyrób medyczny klasy IIb?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

42. Pakiet 17.poz 2

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Dezynfekcyjny koncentrat czyszczący do regeneracji narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie kompleksu multienzymatycznego składającego się z 4 enzymów i wyselekcjonowanych środków powierzchniowo czynnych, bez aldehydów i amin, spektrum działania B, F (c. albicans), V (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie do 15 min. przy steż. 0,5%, lub w steżeniu 3% w czasie 5 min. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej. Opakowania a 1 L wyrób medyczny klasy IIb?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

43. Pakiet 21.poz 2

Do jakiej ilości należy się odnieść w obliczeniach 216 000 szt. czy 3000 op., ponieważ jest tu znacząca rozbieżność 3000 op. a 120 szt. daje ilość 360 000 szt. chust.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 360 000 szt., tj. 3000 opakowań. W załączeniu zał. 2 do SWZ-pakiety po zmianie odp. 2.

44. Pakiet 21.poz 2

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającego kłaczek materiału do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze ok. 48g/m2 w rolkach a 100 szt. nie zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet 21.poz 2

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Chusteczki spełniające opis SWZ, nie zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 21. Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Dozownik do chust jednorazowych zaprojektowany specjalnie do stosowania wraz z jednorazowymi suchymi chustami Eco Wipes. Wiaderko jest wielorazowego użytku można myć w zmywarce do naczyń w maksymalnej temperaturze 60 °C. Wiaderko jest wyposażone w etykietę, na której umieszcza się informacje na temat zastosowanego środka dezynfekującego – o dacie przygotowania roztworu roboczego i terminie ważności preparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści produkt :

Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, materiałów anestezyjologicznych oraz sztywnych i giętkich endoskopów na bazie alkiloaminy, O spektrum działania B, F (c. albicans), V (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie do 30 min, w stężeniu nie przekraczającym 2%, z możliwością poszerzenia o Tbc (M. terrae). Nie zawierający w swoim składzie aldehydów, fenoli, pochodnych guanidyny i QAV. Zawierający inhibitory korozji. Posiadający szeroka kompatybilność materiałową. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

48. Pakiet 6 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów, posiadają rekomendację do stosowania do głowic USG m.in.: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, Tbc (m. terrae) w dłuższym czasie. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm, Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

49. Pakiet 6 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe do dezynfekcji sprzętu medycznego, powierzchni i urządzeń, nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym etanol-25 g i propan-1-ol-35 g w 100g płynu, nie zawierające aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych.,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

posiadające bardzo dobrą tolerancję materiałową, o spektrum: B, Tbc, MRSA, F(C.albicans), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro, adeno) w czasie 1 minuty, pełne F w czasie do 2 min. Chusteczki o wymiarach 20 cm x 20 cm, opakowanie typu box 220 sztuk, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

50. Pakiet 7 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B, F(C.albicans), V HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota) – 1min., TBC -15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L+ spryskiwacz, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

51. Pakiet 9 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów, posiadają rekomendację do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum działania: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, Tbc w dłuższym czasie. Przebadane wg normy EN 16615. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

52. Pakiet 14 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adno) w czasie do 1 minuty. Preparat o podwójnej rejestracji: Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L + spryskiwacz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 20 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli konserwujących i inhibitorów korozji, działającego w stężeniu 0,5%, o pH koncentratu 6-7,5; wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

54. Pakiet 20 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w płynie do maszynowej, chemicznotermicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy i oprzyrządowanie anestezjologiczne. Oferowany produkt posiada następujący skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Spektrum: B, F, TBC (m. tuberculosis), V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia) – 5min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, pH ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

55. Pakiet 1: Dot. Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego, roztwór gotowy do użycia nie wymagający aktywatora ani czasu aktywacji, możliwość zastosowania maksymalnie przez 30 dni o spektrum bakteriobójcze, grzybobójcze, pratkobójcze, wirusobójcze – 15 min, wobex spor C.difficile – 30 min, sporobójcze – 90 min, wyrób medyczny IIb?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

56. Pakiet 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek **Oxivir Sporicide Wipe** na bazie H₂O₂ (70g/kg), kwasu glikolowego (15g/kg), związków powierzchniowo-czynnych, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych o skuteczności bójczej: B, F, Tbc (M. avium), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile) – do 5 Min., Tbc (M. terrae) – do 10 min., konfekcjonowane w op. 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

57. Pakiet 14: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wszystkie wymagania opisu, konfekcjonowany w op 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

58. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – pakiet 20 pozycja 1 i 2

W związku z faktem, iż enzymatyczny preparat myjący oraz preparaty dezynfekcyjne pakowane są w niepodzielne opakowania składające się z 3 kanistrów o 5l każdy, prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktów w opakowaniu zbiorczym w skład którego wchodzi 3 kanistry po 5 litrów razem 15 litrów w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

59. Dot. pakiet 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparat bezalkoholowego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego, powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, inkubatorów. stali nierdzewnej itp. nie zawierający aldehydów. Pianka oparta na chlorku didecyldimetyloamoniowym 3mg/g i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych. Preparat aktywny wobec: B, F, Tbc, V, każde opakowanie 750ml z końcówką spieniającą. Skuteczność preparatu potwierdzona badaniami w warunkach brudnych Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. Dot. pakiet 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparat bezalkoholowego do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi w postaci pianki gotowej do użycia do sprzętu medycznego, powierzchni wrażliwej na alkohol, tapicerki foteli, kozetek rehabilitacyjnych, szkła akrylowego, inkubatorów. stali nierdzewnej itp. nie zawierający aldehydów. Pianka oparta na nadtlenu wodoru 3,6mg/g i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych. Preparat aktywny wobec: B, F, V do 1 min. Każde opakowanie 750ml z końcówką spieniającą. Możliwość stosowania do inaktywacji materiału biologicznego. Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. Dot. Pakietu nr 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 preparatu w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych wrażliwych na



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

działanie alkoholu. Preparat o podwójnej rejestracji. Zawierający w składzie H₂O₂ (1,5g /100 g.) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Spektrum działania wg EN 16615 B, F, Tbc - do 15 min oraz V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro) - 15 min. wg EN 14476. Rozmiar chusteczki 20 x 20 cm, opakowanie 100 sztuk typu flow-pack

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

62. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 1 l z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

63. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat o dualnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny klasy II b?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

64. Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, również nieodpornych na działanie alkoholi, o pełnym spektrum działania: B+MykoB, Y+F, V, S (Bacillus subtilis, Bacillus Cereus, Clostridium Difficile). Chusteczki na bazie utleniających substancjach aktywnych o zawartości: 7 g nadtlenu wodoru, 0,1 g kwasu nadoctowego oraz kwasu glikolowego 0,1 g, nie zawierające w swoim składzie alkoholu, chloru, QAC, fenoli. Spektrum: B (EN 13727), Y (EN 13624), V otoczkowe, Adenowirus, Norowirus, Polyomawirus (EN 14476), MykoB (EN 14348), F (EN 13624), V pełne spektrum (EN 14476), S:Cl .difficile R027 (EN 17126) do 5 min, B. Subtilis, B. Cereus (EN 17126) do 10 min w warunkach czystych, do 15 min w warunkach brudnych. Przebadane w warunkach czystych i brudnych. Chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm i gramaturze min. 48 g/m². Opakowanie typu flow-pack zawierające 108 nasączonych chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

65. Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1:

W związku z wycofaniem opisanego w przedmiocie zamówienia produktu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów i sprzętu medycznego, nie pozostawiający smug, dostosowany do twardości wody do 25°dH. Zawierający w swoim składzie czwartorzędowe sole amoniowe, aminy, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, jednocześnie niezawierający aldehydów, fenoli, dwutlenku chloru, fenoksyetanolu, związków tlenowych. Spektrum działania: B, Y, V(HIV, HBV, HCV, noro, rota) do 5 min, możliwość rozszerzenia spektrum o TBC, adeno, grzyby. pH roztworu wynoszące 11, w opakowaniu 1l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, ale nieposiadające rejestracji jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – pakiet 20 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Enzymatycznego preparatu myjącego do myjni -dezynfektor endoskopów Olympus ETD. Zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, środki konserwujące. Mycie w temp. 45 st. C +/- 2 st. C. Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Opakowanie zbiorcze 3 kanistry po 5l.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

68. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SWZ – pakiet 20 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Preparatu dezynfekcyjnego do myjni dezynfektor endoskopów Olympus ETD. Zawierającego w składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, V, Tbc (mycobacterium tuberculosis), w czasie 5 min temp. 58 st. C +/- 1 st. C. Preparat dopuszczony do stosowania w myjni Olympus ETD przez producenta myjni. Produkt kompatybilny ze środkiem z pozycji 1. Opakowanie zbiorcze 3 kanistry po 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892