

# STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

## METKOWNICA I ETYKIETY

SYSTEM DOKUMENTACJI

Nadruk wzdłuż kierunku rozwijania taśmy z etykietami

### METKOWNICA

Metkownica alfanumeryczna trzyczęściowa umożliwia zapis informacji przy pomocy 12 cyfr /znaków w każdym z trzech rzędów. Etykiety są drukowane w trzech rzędach wzdłuż kierunku rozwijania/przesuwu taśmy.

Walek barwiący do metkownicy, nr kat. PR.ROLKA 3/3 W

### ETYKIETY PODWÓJNIE SAMOPRZYLEPNE

Wymiary etykiet 22 x 29 mm. Rolka 750 szt.

Z nadrukowanymi wskaźnikami sterylizacji typu 1.

PN-EN ISO 11140-1:2015

(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).

Wymiary zewnętrzne etykiet 25 x 31 mm.



nr kat. **PR.MET3 W**

### S.ETY3PARA.W

Wskaźnik sterylizacji parą wodną zmienia barwę po procesie z niebieskiej na ciemnobrązową/czarną.

### S.ETY3EO.W

Wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu zmienia barwę po procesie z żółtej na zieloną.

### S.ETY3PLAZMA.W

Wskaźnik sterylizacji plazmowej zmienia barwę po procesie z różowej na żółtą.

### S.ETY3.W

Bez wskaźnika sterylizacji.



**Sterigat Sp. z o.o.**

**Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa**

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl