



Jednorazowy dren do wyrobów infuzyjnych

ZASTOSOWANIE :

- ✓ Do regulacji przepływów podczas podawania płynów przy użyciu wyrobów infuzyjnych
- ✓ Sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny
- ✓ Opakowanie jednostkowe - blister papierowo foliowy
- ✓ Opakowanie - 25 szt. folia ; 300 sztuk w kartonie
- ✓ Nie zawiera ftalanów
- ✓ Zakończenie drenu luer lock
- ✓ Średnica wewnętrzna drenu 1,5 mm
- ✓ Średnica zewnętrzna drenu 2,5 mm
- ✓ Objętość wypełnienia 1,7 ml
- ✓ PRODUCENT: JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT

DŁUGOŚĆ DRENU	RODZAJ	NAZWA
150 cm	Transparentny	M-JECT TUBE
150 cm	Bursztynowy	M-JECT TUBE B

