

Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy zamówienia pn.: Zakup z sukcesywnymi dostawami pieluchomajtek i innych wyrobów medycznych (pieluchy i wkłady anatomiczne, majtki chłonne) na potrzeby mieszkańców DPS „MORS” w Stegnie.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

W dziale **XIII. Termin związania ofertą**, w ust. 1, jest:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem związania ofertą jest dzień: **19 kwietnia 2025 r.**

winno być:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem związania ofertą jest dzień: **23 kwietnia 2025 r.**

W dziale **XV. Sposób oraz termin składania ofert**, w ust. 13, jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2025 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

winno być:

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2025 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

W dziale **XV. Termin otwarcia ofert**, w ust. 1, jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2025 r., o godzinie 9:05.

winno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2025 r., o godzinie 9:05.

W dziale **XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**, w ust. 4 pkt. 2), jest

2) (J) Ocena techniczna (jakość) – waga 40% = 40 pkt, wg wzoru:

$J = \frac{\text{liczba otrzymanych punktów z oceny produktów przyznana przez osoby badające próbki}}{\text{maksymalna liczba punktów do otrzymania z oceny produktów (108)}} \times 40$

Użytkowa ocena jakości i przydatności wyrobów medycznych w warunkach użytkowania przez DPS, zostanie wykonana na podstawie testów przekazanych przez wykonawców próbek oferowanych produktów w powiązaniu z doświadczeniem Zamawiającego w zakresie dotychczasowego użytkowania produktów. Ocena jakościowa zostanie dokonana przez komisję powołaną w tym celu. Komisja w ocenie jakościowej będzie oceniała następujące kryteria:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Ocena będzie dokonana na podstawie wykonania testów przekazanych 2 szt. próbek każdego asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-ilościowym (Załączniku nr 2 do SWZ).

Komisja dokona oceny poprzez przyznanie punktów od 0 do 2 każdemu ocenianemu czynnikowi dla każdego rodzaju produktu, gdzie:

- 1) 0 – ocena najniższa,
- 2) 2 – ocena najwyższa.

Ocena punktowa produktów:

- 1) Przemakanie powłok zewnętrznych – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., przyciśnięcie suchą dłońią zewnętrzną strony produktu:
 - 0 pkt – powłoki całkowicie mokre,
 - 1 pkt – powłoki wilgotne,
 - 2 pkt – powłoki całkowicie suche,
- 2) Trwałe mocowanie:
 - a) przylepco-rzepy – dla nw. produktów:
 - wkłady anatomiczne-urologiczne damskie rozmiar M i L,
 - wkłady anatomiczne-urologiczne męskie rozmiar L,
 - pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, L, XL,
 – badanie: 10-krotne przyklejenie i odklejenie pasków mocowania:
 - 0 pkt – paski mocowania w ogóle nie przyklejają się,
 - 1 pkt – paski mocowania słabo przyklejone z możliwością odklejenia,
 - 2 pkt – paski mocowania zdolne do dalszego przyklejenia,
 - b) gumeczki - jak w zwykłej bieliznie – dla produktów majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych rozmiar S, M, L, XL,
 – badanie: 10-krotne rozciąganie gumek jak przy zakładaniu zwykłej bielizny:
 - 0 pkt – mocowanie zupełnie nie przylega do ciała,
 - 1 pkt – mocowanie luźne,
 - 2 pkt – mocowanie przylegające do ciała,
- 3) Skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., przyciśnięcie suchą dłońią wewnętrzną strony produktu:
 - 0 pkt – powłoki całkowicie mokre,
 - 1 pkt – powłoki wilgotne,
 - 2 pkt – powłoki całkowicie suche,
- 4) Zawartość pulpy chłonnej – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., sprawdzenie stanu fizycznego i konsystencji pulpy oraz niewzruszalności:
 - 0 pkt – pulpa całkowicie mokra, zbita, przesuwa się,
 - 1 pkt – pulpa wilgotna, nie przesuwa się,
 - 2 pkt – pulpa nasączona sucha, pozostająca w miejscu, nie przesuwa się,
- 5) Skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., sprawdzenie czy zabezpieczenia boczne są wilgotne, mokre lub płyn przez nie przeciekł:
 - 0 pkt – płyn przeciekł przez zabezpieczenia,
 - 1 pkt – zabezpieczenia mokre, bez przecieków,
 - 2 pkt – zabezpieczenia wilgotne lub suche, bez przecieków.

Ocenie będzie podlegało 11 rodzajów wyrobów medycznych zgodnie z ww. Formularzem asortymentowo-jakościowym.

Wyroby medyczne będą oceniane pod względem:

1. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar M :
 - 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
 - 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,
 - 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10
2. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:
 - 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
 - 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,
 - 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10
3. Wkłady anatomiczne-urologiczne męskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:
 - 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
 - 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,

- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
- Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10.

winno być:

2) (J) Ocena techniczna (jakość) – waga 40% = 40 pkt, wg wzoru:

$J = (\text{liczba otrzymanych punktów z oceny produktów przyznana przez osoby badające próbki} / \text{maksymalna liczba punktów do otrzymania z oceny produktów (108)}) \times 40$

Użytkowa ocena jakości i przydatności wyrobów medycznych w warunkach użytkowania przez DPS, zostanie wykonana na podstawie testów przekazanych przez wykonawców próbek oferowanych produktów w powiązaniu z doświadczeniem Zamawiającego w zakresie dotychczasowego użytkowania produktów. Ocena jakościowa zostanie dokonana przez komisję powołaną w tym celu. Komisja w ocenie jakościowej będzie oceniała następujące kryteria:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Ocena będzie dokonana na podstawie wykonania testów przekazanych 2 szt. próbek każdego asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-ilościowym (Załączniku nr 2 do SWZ).

Komisja dokona oceny poprzez przyznanie punktów od 0 do 2 każdemu ocenianemu czynnikowi dla każdego rodzaju produktu, gdzie:

- 1) 0 – ocena najniższa,
- 2) 2 – ocena najwyższa.

Ocena punktowa produktów:

- 1) Przemakanie powłok zewnętrznych – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowym w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., przyciśnięcie suchą dłońią zewnętrzną strony produktu:
 - 0 pkt – powłoki całkowicie mokre,
 - 1 pkt – powłoki wilgotne,
 - 2 pkt – powłoki całkowicie suche.
- 2) Trwałe mocowanie:
 - a) paski klejowe – dla nw. produktów:
 - wkłady anatomiczne-urologiczne damskie rozmiar M i L,
 - wkłady anatomiczne-urologiczne męskie rozmiar L,
 - badanie: 3-krotne przyklejenie i odklejenie pasków mocowania do materiału imitującego bieliznę:
 - 0 pkt – paski mocowania w ogóle nie przyklejają się,
 - 1 pkt – paski mocowania słabo przyklejone, nierównomiernie z tendencją do samoodklejenia i przemieszczania,
 - 2 pkt – paski mocowania mocno i równomiernie przyklejone, bez możliwości przemieszczania,
 - b) przylepczo-rzepy – dla produktów pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, L, XL,
 - badanie: 10-krotne przyklejenie i odklejenie pasków mocowania:
 - 0 pkt – paski mocowania w ogóle nie przyklejają się,
 - 1 pkt – paski mocowania słabo przyklejone z możliwością odklejenia,
 - 2 pkt – paski mocowania zdadne do dalszego przyklejenia,
 - c) gumeczki - jak w zwykłej bieliźnie – dla produktów majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych rozmiar S, M, L, XL,
 - badanie: 10-krotne rozciąganie gumek jak przy zakładaniu zwykłej bielizny:
 - 0 pkt – mocowanie zupełnie nie przylega do ciała,
 - 1 pkt – mocowanie luźne,
 - 2 pkt – mocowanie przylegające do ciała.

Ocenie będzie podlegało 11 rodzajów wyrobów medycznych zgodnie z ww. Formularzem asortymentowo-jakościowym.

Wyroby medyczne będą oceniane pod względem:

1. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar M :
 - 1) przemakanie powłok zewnętrznych,

- 2) trwałe mocowanie – paski klejowe,
 - 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
- Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10
2. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:
- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
 - 2) trwałe mocowanie – paski klejowe,
 - 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
- Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10
3. Wkłady anatomiczne-urologiczne męskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:
- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
 - 2) trwałe mocowanie – paski klejowe,
 - 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
 - 4) zawartość pulpy chłonnej,
 - 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.
- Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

-

Lubomir Głowacki